

6×Loading Buffer 使用说明书

货号: 1801942
(仅供研究用)

一、产品简介:

本制品是琼脂糖凝胶电泳用的 Loading Buffer，可搭配细胞种属鉴别检测试剂盒（多重 PCR 法）使用。使用时向待检样品中加入 1/5 量的本制品（使其终浓度为 1×），此溶液可直接用于琼脂糖凝胶电泳。室温保存时，有时也会出现沉淀，此时，请在水浴锅中保温溶解后使用。

二、产品规格:

1 mL × 1 管。

三、产品效期:

规定储存条件下 24 个月，具体见标签。

四、保存条件:

室温保存。

五、注意事项:

- 1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗。
- 2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

六、相关产品:

名称	货号	规格
细胞种属鉴别检测试剂盒（多重 PCR 法）	1801940	25 Reactions × 2
10×TBE Buffer	1801943	500mL/瓶

生效日期: 2023 年 05 月 23 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 0572-2165910